

02E-001/007 Trokar zum Bauchstich,
mit Schild

Trocar for abdominal
puncture, with shield


ϕ	
3,0 mm	02E-001
3,5 mm	02E-002
4,0 mm	02E-003
4,5 mm	02E-004
5,0 mm	02E-005
5,5 mm	02E-006
6,0 mm	02E-007

02E-023 Universal-Trokar, mit
Flachheft, 3-teilig,
nicht abgebildet

Universal-Trocar, with
flat handle, set of 3,
not illustrated

02E-024 Universal-Trokar, mit
Flachheft, 4-teilig

Universal Trocar, with
flat handle, set of 4




02E-024

Fig./size	
1	02E-025
2	02E-026
3	02E-027
4	02E-028



02E-025/028

ϕ	
4,0 mm	02E-029
4,5 mm	02E-030
6,5 mm	02E-031



02E-029/031



02E-032

02E-025/028 Nelson (Patterson)
Trokar, Fig. 1 – 4

Nelson (Patterson)
Trocar, size 1 – 4

02E-029/031 Ochsner Trokar, für Gallen-
blase, 4,0 mm – 6,5 mm

Ochsner Trocar, for gall
bladder, 4,0 mm – 6,5 mm

02E-032 Landau Trokar, für
Beckenabszesse, 2 mm ϕ

Landau Trocar, for pelvic
abscesses, 2 mm ϕ

02E-033 Landau Trokar, für
Beckenabszesse, 2 mm ϕ ,
mit Luer-Konus
nicht abgebildet

Landau Trocar, for pelvic
abscesses, 2 mm ϕ ,
with Luer-cone,
not illustrated


Trokare, Aspirationskanülen
Trocars, Suction Tubes



Krause
02E-073
ø 4,0 mm



Lichtwitz
02E-059




Yasargil

02E-075	150 x 1,5 mm
02E-076	150 x 2,0 mm
02E-077	150 x 2,5 mm
02E-078	150 x 3,5 mm


1/2

- 02E-060** Yankauer Aspirationsrohr,
mit 2. Schlaucholive
- Yankauer Abdominal Suction
Tube, with second tubing
connection
- 02E-061** Düse, extra
- Tip, only
- 02E-062** Schlaucholive, extra
- Tubing connection, only
- 02E-042** Yankauer Aspirationsrohr,
mit Schlauchgewinde-Ansatz,
nicht abgebildet
- Yankauer Abdominal Suction
Tube, with threaded end pump
connection, not illustrated



02E-060

- 02E-044** Walton-Yankauer
Aspirationsrohr, mit Hahn
- Walton-Yankauer Abdominal
Suction Tube, with swivel
valve



02E-044



02E-045/046



02E-047



02E-064



02E-065

02E-045

Andrews-Pynchton
Aspirationsrohr

Andrews-Pynchton
Abdominal Suction Tube

02E-046

Andrews-Pynchton
Aspirationsrohr mit
abschraubbarem Rohr,
nicht abgebildet

Andrews-Pynchton
Abdominal Suction Tube,
with detachable tube,
not illustrated

02E-047

Anthony Aspirationsrohr

Anthony Abdominal
Suction Tube

02E-048

Poole Aspirationsrohr,
gerade, 22,0 cm lang,
 ϕ 10 mm

Poole Abdominal Suction
Tube, straight, $8\frac{3}{4}$ " ,
 ϕ 30 Fr.

02E-049

Poole Aspirationsrohr,
gebogen, 22,0 cm lang,
 ϕ 8 mm

Poole Abdominal Suction
Tube, curved, $8\frac{3}{4}$ " ,
 ϕ 23 Fr.

